




Рекомендовано для використання з приладами Dynex DSX® та DS2®



108 наконечників в одному оптимізованому контейнері з кришкою.



Сировина, що використовується, — смоли класу USP Class VI.




Сертифіковано CE/IVD.



Усі наконечники сертифіковані як вільні від RNase, DNase та людської ДНК.



Об'єм наконечників для зразків: 5–250 мкл



Є сині наконечники для зразків для візуальної ідентифікації наконечників.



Виготовлено відповідно до найвищих стандартів якості в умовах чистих приміщень на підприємстві, сертифікованому за ISO 9001 та ISO 13485.



Доступні в об'ємі 300 мкл.



Сучасний контроль якості та ідеально підходить для високопродуктивного аналізу.

